



みみだより

No.59


鳥取聾学校ひまわり分校

聴能担当 R7.9・5

文責：米本

2学期が始まって2週間が経ちました。そろそろ生活のリズムが戻ってきた頃かと思います。

ところで、夏休みの間、補聴器の管理はきちんとできたでしょうか…？



こんなとき、どうする？
トラブルと対処法




いつも最適なきこえの環境にするためには、補聴器や人工内耳を最適な状態にしておくことが不

可欠です。「あれ？きこえがいつもと違う」「ちょっとおかしい」と気づける人（本人も、周囲の人）
になってほしいですね。

【補聴器から音がでない・音の大きさが不十分】

☆電池が消耗している。

- ・朝の点検では電池があったのに、急に補聴器の電池がストンと切れてしまうことがあります。
- ・前の日の夜の電池チェックで電池が減っていたら、翌日は新しい電池に交換するようにしまし
よう。
- ・予備の電池も最低2個は常に持って行きましょう。



☆フック、チューブ、イヤーマールド等が詰まっている。

- ・結露による水滴や耳垢が音の通り道を塞いでしまっていることがあります。ティッシュのこよ
りですぐ取り取り、エアブローで吹き飛ばしたりしてお手入れしましょう。

（補聴器本体から外してお手入れしてくださいね。）



【人工内耳のランプがオレンジ色で点滅している（音が入っていない）】

☆電池が消耗している。

- ・電池の充電が十分にできていなかったときの為に、予備の電池を持って行きましょう。

☆送信ケーブルが断線している、接触が悪い。

- ・ケーブルの交換が必要になる場合があります。

病院の先生にご相談ください。



【ハウリングが止まらない】

☆イヤーマールドが耳に合っていない。

- ・イヤーマールドが合わなくなっているかもしれません。補聴器店で作り直しましょう。

☆チューブ、ジョイント部分等に亀裂が入っている。

- ・交換が必要です。補聴器店または聴能担当にご相談ください。

電池の寿命はどれくらいなの？

- ・補聴器の電池の寿命は、3日～22日間といわれています。寿命は、補聴器の機種や、電池の

種類、使用頻度等によってかわってきます。

電池を交換したとき、はがした電池のシールを、

カレンダーに貼っておくと、大体の使用期間が、

わかるようになりますよ！



人工内耳用

- *電池のシールは使う直前にはがしましょう。

みぎがわ
右側には右の補聴器の電池
ひだりがわ
左側には左の補聴器の電池

ワンポイント



雨があがる

「おやこ手話してん」

